

สายกดเรียกพยาบาล Call Cord**Call Cord
Model C300****หน้าที่การทำงาน**

1. Call Button : ปุ่มกดเรียกพยาบาล
2. Hand set : ด้ามจับ สีเทาอ่อน
3. Connection jack : แจ็คเสียบเข้ากับชุดหัวเตียง สีเทา
4. Wire : สาย สีเทา

หลักการทำงาน

1. ใช้กับชุดเรียกพยาบาล Sub Station JNS-104 เป็นแบบแจ๊คเสียบ
2. มีแจ๊คเสียบและมีสวิทช์กดเรียกพยาบาลที่ปลายสาย
3. สายกดมีความยาว 1.70 เมตร

คุณสมบัติเฉพาะ

Power standby	24 VDC
Material	ABS plastic

